



Calretinin, Podoplanin(D2-40) 免疫組織化学染色サーベイ

配布標本と判定結果返送の説明

今回の配布物および返却書類の説明

- ① 配布標本と判定結果返送の説明（本書）
- ② 判定結果記入用紙・染色条件アンケート（冊子）
- ③ 本サーベイ用組織アレイ未染色標本（Calretinin, Podoplanin(D2-40)）

配布したサーベイ用組織アレイの配置図



- ① 培養細胞（中皮腫MESO4）セルブロック（遠心法）
- ② 培養細胞（中皮腫H226）セルブロック（アルギン酸法）
- ③ 剖検症例（胸膜中皮腫）
- ④ 剖検症例（胸膜中皮腫）
- ⑤ 剖検症例（胸膜中皮腫）

判定していただく際の注意点

1. 染色用のスライドはそれぞれ1枚です。次ページの「施設名と判定スライド番号（未染標本に添付されている番号）」を必ず記載して下さい。
2. 判定結果記入用紙は直接記載していただき、染色スライドを返送する際に、同封して下さい。
3. 判定結果記入用紙は必ずコピーをとって保管ください。また染色スライドについても返送は

致しませんので、画像データとして、各施設にて保管頂く事をお薦めいたします。

4. 各抗体のHE染色は、NPO法人日本病理精度保証機構（活動内容-外部精度評価-2020年度前期）のHPからご覧になれます。

染色結果の評価について

判定結果は 陽性、陰性 の何れかを記入してください。

アンケートについて

1) CalretininとPodoplanin(D2-40)免疫染色条件について；評価の際に使用抗体や条件などの確認で使用させていただきます。必ず全項目をご記入ください。

2) 体腔液のセルブロック作製ついて、3) 中皮腫診断のための免疫染色について；ご施設での実施状況について検査技師、病理医とご相談の上できる限りご記載ください。

ご協力よろしく願いいたします。