

2021 年度 日本病理精度保証機構 (JPQAS)
Ki-67 IHC 染色 プレサーベイ
手順書

本サーベイは、Ki-67 IHC 染色のプレサーベイ (今後の EQA 項目化に向けた事前準備のためのサーベイ) となります。本手順書をご一読の上、下記の手順に沿って検体のご準備、送付をお願いいたします。

1. 送付物

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1) 本手順書 | 1 部 |
| 2) Ki-67 IHC 染色サーベイ用乳癌 TMA 未染色標本 | 1 枚 |
| 3) 調査回答用紙 | 1 部 |

2. サーベイ実施手順

- 1) 日常診療で用いている IHC 染色法により、染色サーベイ用乳癌 TMA 未染色標本の Ki-67 染色を行ってください。
- 2) Ki-67 染色後、以下の4コアについて、日常診療で用いている計測方法により、Ki-67 陽性率 (ラベリングインデックス) を計測いただき、調査回答用紙へそれぞれご記入ください。



- 3) Ki-67 染色標本と調査回答用紙をご返送ください。

問い合わせ先：
NPO 法人日本病理精度保証機構事務局
Tel: 03-3496-6950 担当：中本